



## Wie funktioniert die EEG-Analyse?

- I. Registrierung unter: <https://snap.fspisp.de:12355> und Anmeldung über Email und zugeschicktem Passwort
  
- II. Speichern der EEG Daten auf der Festplatte (Polaris)
  1. Im PC Ordner erstellen als Ziel für die EEG-Daten,(der Name des Ordners darf keine Leerzeichen enthalten)
  2. Polaris öffnen und die zu transferierende EEG-Datei einmal anklicken
  3. Im obigen Polaris-Menü „PortaView“ auswählen
  4. Den erstellten Zielordner wählen unter Blu-Ray oder MO
  5. Alles bestätigen und „Start burning“
  6. Datei ist transferiert und muss in einen Zip-Ordner transferiert werden
  
- III. Gespeicherte EEG-Datei in Zip-Datei transferieren  
s. hierzu Anleitung im Fragezeichen (?) bei Kundenupload ODER
  1. Öffnen Sie den Windows-Explorer und markieren Sie dort die Datei, die Sie als ZIP speichern möchten. Dies gilt auch für mehrere Dateien oder Ordner.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der markierten Dateien, anschließend auf „senden an“ und dann auf „ZIP-komprimierter Ordner“.
  3. Die ZIP-Datei wird anschließend am gleichen Speicherort erstellt und trägt den Titel der letzten Datei, die markiert wurde.

Windows bietet Ihnen automatisch an, den ZIP-Ordner umzubenennen. Für nachträgliches Umbenennen können Sie entweder einen Doppelklick auf den ZIP-Ordner -Titel machen oder über einen Rechtsklick und „Umbenennen“.

## VI. EEG-Datei übertragen

Erstellte Zip-Datei auswählen(Doppelklick) und auf Wunsch Anamnese und/oder Fragestellung einfügen.  
Eingabe bei Elopaga Bestellcode verpflichtend, aber aktuell frei wählbar, z.B. xyz.

⇒ Datei hochladen

Die endgültige Übertragung kann aufgrund der Datenmenge bis zu 5 Minuten(!) dauern.